

Để đảm bảo chất khử trùng có tác dụng, tất cả các dụng cụ **phải được vệ sinh** trước khi khử trùng. Hãy làm theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất hoặc chỉ dẫn của Thanh tra Y tế Công cộng, nếu có.

01

Ngâm trước

Ngâm trước các dụng cụ đã sử dụng hoặc dụng cụ bẩn trong một thùng chứa nước ấm. (Không bắt buộc phải dùng chất tẩy rửa)

Thùng chứa phải có nắp và được dán nhãn “bẩn ngâm trước”.



02

Vệ sinh

Vệ sinh bằng nước ấm và chất tẩy rửa trong bồn rửa dành riêng và được phê duyệt bằng cách sử dụng một bàn chải nhỏ để vệ sinh những bộ phận khó lau chùi của dụng cụ.

Sử dụng găng tay chuyên dụng và đảm bảo nhìn rõ các dụng cụ để tránh bị cắt vào tay.



03

Rửa sạch và Làm khô

Rửa sạch bằng nước ấm trong 30 giây.

Làm khô trước khi khử trùng bằng vải sạch không xơ, khăn mềm thấm hút hoặc để khô tự nhiên theo cách đảm bảo vệ sinh.




04

Khử trùng

Ngâm dụng cụ sao cho ngập hoàn toàn trong chất khử trùng được phê duyệt trong thời gian tiếp xúc thích hợp trong một thùng chứa có nắp đậy.

Trên thùng chứa phải có nhãn ghi tên chất khử trùng.

Ghi thông tin vào hồ sơ cho các chất khử trùng có nồng độ cao.



05

Bảo quản

Bảo quản các dụng cụ trong hộp đựng sạch có nắp đậy và dán nhãn “sạch” cho đến khi sử dụng.

