



报告孢子检测失败

何时进行孢子检测

以下情况，必须进行生物孢子测试：

- 至少每两周一次。最佳做法是每天测试消毒器。
- 人体改造中使用的植入装置的负载。必须保持负载，直到获得结果为止。
- 温度敏感指示器测试失败两次后

孢子检测结果

- 孢子测试通过（阴性）意味着消毒器运作正常。
- 孢子测试失败（阳性）意味着消毒器运作不正常。
- 保留孢子测试结果的副本三年，现场保留记录至少一年（365 天）。

****在收到孢子检测结果通过（阴性）之前，请勿使用已消毒的物品或器械****

如果出现以下情况，必须连续进行三次孢子检测

- 消毒器未通过孢子检测。
- 机械故障，例如温度或时间不正确。
- 使用新的高压灭菌器。
- 高压灭菌器完成修理。
- 营业场所搬迁至新的固定地点。
- 停电或火灾、洪水等紧急情况发生后。

在收到测试结果并全部通过之前，不得使用灭菌器（阴性）

孢子检测呈阳性

如果消毒器失效（孢子检测呈阳性），请立即停止使用消毒器。

- 请勿使用负载不合格的物品。
- 请勿使用上一次孢子检测通过后处理的物品。
- 使用购买、预先包装的无菌物品。
- 联系多伦多公共卫生局。

通过电话向多伦多公共卫生局 **BodySafe** 项目报告所有未通过（阳性）的孢子

检测结果

周一至周五

上午 8:30 – 下午 4:30

电话：416-338-BODY (2639)

下班时间、周末和法定假日

电话：3-1-1

电话：416-392-2489 (多伦多以外地区)

通过电子邮件

BodySafe@toronto.ca

如果通过电子邮件报告，请包含以下信息。如果通过电话报告，请在致电时事先准备好以下信息：

- 上次通过的孢子检测结果日期
- 您的姓名和电话号码
- 您的多伦多公共卫生局检查员的姓名（如有）。

还有问题或需要咨询？请浏览 BodySafe@toronto.ca 或拨打 416-338-BODY (2639) 联系 BodySafe。