



## 귀 피어싱 - 감염 예방 및 관리 지침

### 귀 피어싱 하기 전

- 고객의 이름, 주소, 전화번호, 시술 날짜 및 유형, 피어싱 서비스 제공자의 이름을 기록하십시오.
- 주얼리를 포함하여 멸균 포장된 아이템의 로트 번호 및 만료일을 기록하십시오.
- 고객 기록, 노출 사고 및 멸균 포장된 아이템 기록을 최소 3년간 보관하고, 최소 1년(365일) 동안 현장에 보관하십시오.
- 절차 및 관련 위험에 대한 정보를 고객에게 고지하십시오.
- 머리 받침대, 작업대 및 의자를 세척하고 소독하십시오. 고객 사이마다 저장도 소독제를 사용하십시오.
- 일회용 장갑을 착용하기 전과 장갑을 벗은 후에 손을 깨끗이 닦으십시오.
- 고객마다 일회용 장갑 새것을 착용하십시오.
- 피부에 표시하기 전에 70% 아이소프로필 알코올과 같은 승인된 소독제로 해당 부위를 세척하십시오. 일회용 면봉 또는 일회용 마커를 사용하십시오. 잉크가 마른 후 1분이 경과한 후, 단 피어싱 전에 승인된 소독제로 해당 부위를 다시 닦으십시오.

### 멸균 일회용 부품/카트리지와 함께 제공되는 피어싱(푸시형) 장치 세척 및 소독

- 핸드헬드 피어싱 장치는 각 고객에게 사용한 후에 세척하고 소독하십시오.
- 일회용 부품/카트리지는 각 고객에게 사용한 후 쓰레기통에 버려야 합니다.
- 피어싱 장치는 이미 사용한 부품이 장착된 채로 보관하면 안 됩니다.
- 소독 후 오염을 방지하도록 위생적으로 피어싱 장치를 보관하십시오.

### 멸균된 일회용 부분이 없는 귀 피어싱 장치의 세척 및 소독

- 멸균, 일회용 부분이 없는 피어싱 장치는 각 고객 사이마다 세척하고 그 후 멸균해야 합니다. 귀 피어싱 기구를 멸균기로 소독할 수 없는 경우에는 사용할 수 없습니다.

## 고객 피어싱에 귀걸이가 한쪽만 사용된 경우

- 불합격으로 나온 장비를 사용하지 않도록 하며, 개봉한 주얼리 패키지는 더 이상 멸균 상태가 아니란 점을 염두하십시오. 이러한 아이템은 다음 고객의 피부를 피어싱하는 데 사용될 수 없습니다.
- 멸균 포장된 주얼리나 부품은 피어싱 이전에 세척하거나 소독해서는 안 됩니다.
- 멸균 포장된 주얼리만 피어싱에 사용할 수 있습니다.
- 피어싱에 사용되는 주얼리는 샘플로 착용해 보거나, 반품할 수 없습니다.

## 사후 관리 지침

- 모든 고객은 피어싱 후 피어싱 부위를 어떻게 관리하는지 그리고 피부가 붉어지거나 붓거나 불편감을 느낄 경우 어떻게 해야 하는지에 대한 정보를 구두와 서면으로 받아야 합니다.

질문이나 문의 사항이 있습니까? [BodySafe@toronto.ca](mailto:BodySafe@toronto.ca) 또는 416-338-BODY(2639)로 BodySafe 에 문의하십시오.