

소독제가 효과가 있으려면, 모든 도구를 소독하기 전에 **세척해야 합니다**. 가능하다면, 제조사의 사용 지침이나 Public Health Inspector(공중보건 검사관)의 지시를 따르도록 합니다.

01

물에 미리 담가두기

사용했거나 더러워진 도구를 미지근한 물에 담긴 용기에 미리 담가둡니다. (세제 사용은 선택사항)



용기는 “dirty pre-soak (더러워진 도구 미리 담가두기)” 라고 적힌 라벨이 부착된 뚜껑이 있어야 합니다.

02

세척하기

승인된 전용 싱크대에서 온수와 세정제로 작은 솔을 이용하여 도구의 닿기 어려운 부분을 닦습니다.



손이 베이지 않도록 작업장갑을 착용하고 도구가 잘 보이도록 합니다.

03

헹구기 및 건조하기

깨끗하고 따뜻한 물로 30초간 헹굽니다.



소독 전에 보풀이 없는 깨끗한 천이나, 부드럽고 흡수성이 좋은 수건을 사용하여 닦거나 위생적인 방식으로 자연 건조시킵니다.

04

소독하기

뚜껑이 있는 용기에 적절한 시간동안 승인된 소독제에 도구를 완전히 담가두도록 합니다.



용기에는 소독제 이름이 적힌 라벨이 붙어 있어야 합니다.

고수준 살균 소독제에 대한 기록을 보관해야 합니다.

05



보관하기

사용되기 전까지 도구는 “clean(깨끗한)” 이라고 적힌 라벨이 부착된 깨끗한 뚜껑이 덮힌 용기에 보관합니다.